

DESCUBRÍ BAUSCH+LOMB

Portfolio de Productos



LENTES
de contacto



SOLUCIONES
para lentes de contacto

BAUSCH+LOMB
Ver mejor. Vivir mejor.

Bausch+Lomb es una de las empresas de salud más conocidas y respetadas del mundo, dedicada de forma exclusiva a proteger y mejorar la visión de millones de personas de todo el mundo desde su nacimiento y en todas las etapas de su vida.

Ofrecemos al mundo el mayor y más selecto portfolio de productos para la salud ocular, entre ellos, lentes de contacto y productos para su cuidado y mantenimiento, fármacos oculares, lentes intraoculares y otros productos de cirugía ocular.

Trabajamos con integridad y excelencia para poner las innovaciones a disposición de clientes y pacientes. Nuestra historia de más de 150 años mejorando la visión, ha convertido a **Bausch+Lomb** en un referente clave de innovación y calidad.

Bausch+Lomb fue fundada en 1853 por John Jacob Bausch y Henry Lomb en Rochester, Nueva York. La empresa nació a partir de una pequeña óptica que prosperó en poco tiempo, demostrando su lugar y estando siempre a la vanguardia en la innovación tecnológica para productos ópticos.

Bausch+Lomb produjo el primer cristal de alta calidad óptica hecho en América y desarrolló anteojos de sol para la industria militar durante la Segunda Guerra Mundial. También desarrolló Cinemascope®, cuyo aporte al cine mereció el reconocimiento de un premio Oscar® por parte de la Academia de Artes y Ciencia de los Estados Unidos, y creó las lentes usadas sobre las cámaras que tomaron las primeras imágenes desde un satélite en la luna.

En 1971 **Bausch+Lomb** introdujo las primeras lentes de contacto blandas del mundo, así como el concepto de las soluciones multipropósito para su mantenimiento. Hoy en día, mediante nuestro compromiso con la innovación y la calidad, somos la compañía dedicada a la salud visual más grande del mundo.

En **Bausch+Lomb** la confianza, el respeto y la conducta ética son los pilares esenciales en la relación con nuestros socios, profesionales dedicados al cuidado de la visión, clientes, empleados e inversionistas.

VISIÓN

Comprometidos con el legado de nuestro nombre, aspiramos a ayudar a las personas a ver mejor para vivir mejor, actuando siempre con el más alto nivel de conducta ética y con excelencia operativa en todas nuestras actividades.

A continuación, presentamos nuestros productos basados en las últimas novedades en lentes de contacto y sistemas de mantenimiento.



ÍNDICE

01

LENTES TRANSPARENTES

- Para Miopía e Hipermetropía
- Para Astigmatismo
- Para Presbicia

02

LENTES COSMÉTICAS

03

CUIDADO DE LAS LENTES

- Soluciones para lentes de contacto blandas
- Soluciones para lentes de contacto RGP y PMMA
- Gotas lubricantes y humectantes

01

LENTES TRANSPARENTES PARA MIOPIA E HIPERMETROPÍA



HIDROGEL DE SILICONA



REEMPLAZO MENSUAL

ULTRA®

Diseñada para la nueva era digital. La tecnología MoistureSeal™ mantiene el 95% de la humectación de la lente de contacto hasta por 16 horas ⁽¹⁾.

PERFIL DE USUARIO

Usuarios que usan dispositivos digitales con gran frecuencia y sufren síntomas de resequead ocular al finalizar el día.
Usuarios que valoran la calidad de visión.



PUREVISION®2

Visión natural y cómoda. La tecnología ComfortMoist™ proporciona un diseño de lente delgado y con alta transmisibilidad de oxígeno.

PERFIL DE USUARIO

Usuarios que requieren una visión perfecta incluso en condiciones de baja iluminación. Usuarios con rutinas intensas que buscan productos que los ayuden en el desempeño laboral.

HIDROGEL



SOFLENS®59

Rendimiento, comodidad y agudeza visual a un costo económico. La tecnología Unifit™ ofrece gran confort y adaptación rápida y simple.

PERFIL DE USUARIO

Primeros usuarios que buscan simpleza en la manipulación y colocación de la lente. Usuarios que prefieren lentes de hidrogel convencional y valoran el costo-beneficio.

LENTES TRANSPARENTES . Esféricas

LENTES COSMÉTICAS

CUIDADO DE LAS LENTES . Soluciones

(1) Data on file. Bausch & Lomb, Incorporated. Rochester NY;2013.

LENTES TRANSPARENTES PARA MIOPIA E HIPERMETROPIA



	ULTRA®	PUREVISION®2	SOFLENS®59
MATERIAL	Hidrogel de silicona Samfilcon A	Hidrogel de silicona Balafilcon A	Hidrogel Hilafilcon B
RÉGIMEN DE USO	Uso diario Reemplazo mensual	Uso diario Reemplazo mensual	Uso diario Reemplazo mensual
PRESENTACIÓN	Caja x 6 lentes	Caja x 6 lentes	Caja x 6 lentes
PARÁMETROS	<ul style="list-style-type: none"> · Diámetro (mm): 14,20 · Curva base (mm): 8,50 · Graduación (Dioptías): De +6,00 a -6,00 (pasos de 0,25) De -6,00 a -12,00 (pasos de 0,50) 	<ul style="list-style-type: none"> · Diámetro (mm): 14,00 · Curva base (mm): 8,60 · Graduación (Dioptías): De +6,00 a -6,00 (pasos de 0,25) De -6,00 a -12,00 (pasos de 0,50) 	<ul style="list-style-type: none"> · Diámetro (mm): 14,20 · Curva base (mm): 8,60 · Graduación (Dioptías): De +6,00 a +0,50 (pasos de 0,25) De -0,50 a -6,00 (pasos de 0,25) De -6,00 a -9,00 (pasos de 0,50)
ESPECIFICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> · Contenido de agua: 46% · Dk/t: 163 · Tecnología MoistureSeal™ 	<ul style="list-style-type: none"> · Contenido de agua: 36% · Dk/t: 130 · Tecnología Comfort Moist™ 	<ul style="list-style-type: none"> · Contenido de agua: 59% · Dk/t: 16 · Tecnología Unifit™

01

LENTES TRANSPARENTES PARA MIOPIA E HIPERMETROPÍA



HIDROGEL



REEMPLAZO DIARIO

BIOTRUE® ONE DAY

Lentes diarias que funcionan como tus ojos.
La tecnología Surface Active™ mantiene el 98% de la hidratación hasta por 16 horas ⁽²⁾.
Con protección UV y Óptica Asférica.

PERFIL DE USUARIO

Usuarios que buscan la practicidad del uso y reemplazo diario de lentes de contacto.

HIDROGEL



REEMPLAZO ANUAL

OPTIMA™38

Lente de hidrogel convencional para uso diario.
Durabilidad y confort.

PERFIL DE USUARIO

Usuarios que buscan la conveniencia de una lente esférica de reemplazo anual.

LENTES TRANSPARENTES · Esféricas

LENTES COSMÉTICAS

CUIDADO DE LAS LENTES · Soluciones

(2) Schafer J, Steffen R, Reindel W et al. Evaluación de las características del agua superficial de los materiales de las nuevas lentes de contacto diarias utilizando los cambios en el índice de refracción tras el uso. Clinical Ophthalmology 2015; 9; 1973-1979.

01

LENTES TRANSPARENTES PARA MIOPIA E HIPERMETROPIA



	BIOTRUE® ONE DAY	OPTIMA™38
MATERIAL	Hidrogel Nesofilcon A	Hidrogel Polymacon
RÉGIMEN DE USO	Uso diario Reemplazo diario	Uso diario Reemplazo anual
PRESENTACIÓN	Caja x 30 lentes	Caja x 1 lente
PARÁMETROS	. Diámetro (mm): 14,20 . Curva base (mm): 8,60 . Graduación (Dioptías): de +6,00 a -6,00 (pasos de 0,25) de -6,00 a -9,00 (pasos de 0,50)	. Diámetro (mm): 14,00 . Curva base (mm): 8,70 . Graduación (Dioptías): de +5,00 a +0,25 (pasos de 0,25) de -0,25 a -5,00 (pasos de 0,25) de -5,00 a -12,00 (pasos de 0,50)
ESPECIFICACIONES	. Contenido de agua: 78% . Dk/t: 42 . Tecnología Surface Active™	. Contenido de agua: 38,6% . Dk/t: 17

01

LENTES TRANSPARENTES PARA ASTIGMATISMO



HIDROGEL DE SILICONA



REEMPLAZO MENSUAL

ULTRA® PARA ASTIGMATISMO

Lente con tecnología MoistureSeal™ que mantiene el 95% de la hidratación hasta por 16 horas⁽¹⁾. Su diseño Optic Align™ brinda estabilidad y promueve una primera adaptación exitosa.

PERFIL DE USUARIO

Usuarios con astigmatismo que buscan calidad visual y confort.

HIDROGEL



SOFLENS® TORIC

Lente con diseño de estabilización Lo Torque™ que brinda estabilidad y agudeza visual. Tecnología Unifit™ para mayor confort y facilidad de adaptación.

PERFIL DE USUARIO

Usuarios con astigmatismo que buscan estabilidad y claridad en la visión y facilidad de uso.

LENTES TRANSPARENTES . Tóricas

LENTES COSMÉTICAS

CUIDADO DE LAS LENTES . Soluciones

(1) Data on file. Bausch & Lomb, Incorporated. Rochester NY;2013.

LENTES TRANSPARENTES PARA ASTIGMATISMO



	ULTRA® PARA ASTIGMATISMO	SOFLENS®TORIC
MATERIAL	Hidrogel de Silicona Samfilcon A	Hidrogel Alphafilcon A
RÉGIMEN DE USO	Uso diario Reemplazo mensual	Uso diario Reemplazo mensual
PRESENTACIÓN	Caja x 6 lentes	Caja x 6 lentes
PARÁMETROS	<ul style="list-style-type: none">. Diámetro (mm): 14,50. Curva base (mm): 8,60. Graduación (Dioptías): Esféricos: de +6,00 a -6,00 (pasos de 0,25) de -6.00 a -9.00 (pasos de 0.50) Cilindros: -0.75 -1.25 -1.75 -2.25 -2.75. Ejes: 10° a 180° (pasos de 10°)	<ul style="list-style-type: none">. Diámetro (mm): 14,50. Curva base (mm): 8,50. Graduación (Dioptías): Esféricos: de +6,00 a -9,00 (pasos de 0,25) Cilindros: -0,75 -1,25 -1,75 -2,25 -2,75* (pasos de 0,50) *Cilindro -2.75 sólo disponible para graduaciones negativas. Ejes: 10° a 180° (pasos de 10°)
ESPECIFICACIONES	<ul style="list-style-type: none">. Contenido de agua: 46%. Dk/t: 114. Diseño Optic Align™ Tecnología MoistureSeal™	<ul style="list-style-type: none">. Contenido de agua: 66%. Dk/t: 16. Diseño Lo Torque™ Tecnología Unifit™



REEMPLAZO MENSUAL

ULTRA® PARA PRESBICIA

El diseño 3-Zone Progressive™ mejora la visión cercana e intermedia manteniendo una excelente visión lejana ^[3]. La tecnología MoistureSeal™ garantiza la humectabilidad de la lente.

PERFIL DE USUARIO

Usuarios presbíteros expuestos a pantallas digitales que consideran la visión cercana e intermedia como su prioridad para el trabajo. Usuarios que buscan facilidad de adaptación, alta humectabilidad y una visión excepcional.



SOFLENS® MULTI-FOCAL

Su exclusivo diseño Natra Sight™ mejora la agudeza visual a cualquier distancia. Incorpora la tecnología Unifit™ para mejorar el confort y la adaptación.

PERFIL DE USUARIO

Usuarios que buscan transiciones naturales entre visiones cercanas, lejanas e intermedias.

[3] Reindel WT, et al. Impact of multifocal power profiles on visual outcomes. Contact Lens Spectrum. 2016; 31(13):32-35.

LENTES TRANSPARENTES PARA PRESBICIA



	ULTRA® PARA PRESBICIA	SOFLENS® MULTI-FOCAL
MATERIAL	Hidrogel de silicona Samfilcon A	Hidrogel Polymacon
RÉGIMEN DE USO	Uso diario Reemplazo mensual	Uso diario Reemplazo mensual
PRESENTACIÓN	Caja x 6 lentes	Caja x 6 lentes
PARÁMETROS	<ul style="list-style-type: none">. Diámetro (mm): 14,20. Curva base (mm): 8,50. Graduación (Dioptías): +6,00 a -10,00 (pasos de 0,25). Adiciones: Add Low +0,75 a +1,50 Add High +1,75 a +2,50	<ul style="list-style-type: none">. Diámetro (mm): 14,50. Curva base (mm): 8,50. Graduación (Dioptías): +6,00 a -7,00 (pasos de 0,25). Adiciones: Add Low +0,75 a +1,50 Add High +1,75 a +2,50
ESPECIFICACIONES	<ul style="list-style-type: none">. Contenido de agua: 46%. Dk/t: 163. Diseño 3-Zone Progressive™. Tecnología MoistureSeal™	<ul style="list-style-type: none">. Contenido de agua: 38,6%. Dk/t: 8.4. Tecnología Unifit™. Diseño Natra Sight™

HIDROGEL



REEMPLAZO MENSUAL

LUNARE

Lentes cosméticas de reemplazo mensual con Tecnología TKI (Tri-Kolor Inside) que imprime 3 capas de colores promoviendo mayor naturalidad y comodidad.

**SOFLENS
STAR COLORS II™**


Lentes cosméticas de reemplazo mensual que reproducen con gran fidelidad los detalles del iris. Neutras o graduadas para miopía.



REEMPLAZO ANUAL

**OPTIMA
NATURAL LOOK™**

Lentes cosméticas de reemplazo anual que proporcionan apariencia natural para los ojos. Neutras o graduadas para miopía e hipermetropía.

Green
LunareDark Green
LunareBlue
LunareLight Blue
LunareHazel
LunareGray
LunareLight Green
Soflens StarColors II™
Optima Natural Look™Dark Green
Soflens StarColors II™
Optima Natural Look™Dark Hazel
Soflens StarColors II™
Optima Natural Look™Gray
Soflens StarColors II™
Optima Natural Look™Blue
Soflens StarColors II™
Optima Natural Look™

Imágenes meramente ilustrativas. No es posible identificar el resultado final de las lentes cosméticas en los usuarios, ya que diversos factores pueden interferir en el color y efecto de las lentes. Esos factores son: color natural de los ojos, color de piel y color del cabello.

	LUNARE	SOFLENS STAR COLORS II™	OPTIMA NATURAL LOOK™
MATERIAL	Hidrogel Polymacon	Hidrogel Polymacon	Hidrogel Polymacon
RÉGIMEN DE USO	Uso diario Reemplazo mensual	Uso diario Reemplazo mensual	Uso diario Reemplazo anual
PRESENTACIÓN	. Neutras: caja x 2 lentes . Graduadas: caja x 1 lente	. Neutras: caja x 2 lentes . Graduadas: caja x 1 lente	. Neutras: caja x 2 lentes . Graduadas: caja x 1 lente
PARÁMETROS	. Diámetro (mm): 14,10 . Curva base (mm): 8,70 . Graduación (Dioptías): de 0,00 a -5,00 (pasos de 0,25) de -5,00 a -6,00 (pasos de 0,50)	. Diámetro (mm): 14,10 . Curva base (mm): 8,70 . Graduación (Dioptías): de 0,00 a -5,00 (pasos de 0,25) de -5,00 a -6,00 (pasos de 0,50)	. Diámetro (mm): 14,00 . Curva base (mm): 8,70 . Graduación (Dioptías): de +5,00 a +0,50 (pasos de 0,25) de 0,00 a -5,00 (pasos de 0,25) de -5,00 a -6,00 (pasos de 0,50)
ESPECIFICACIONES	. Contenido de agua: 38,6% . Dk/t: 29 . Tecnología TKI (Tri-Kolor Inside)	. Contenido de agua: 38,6% . Dk/t: 29	. Contenido de agua: 38,6% . Dk/t: 17
COLORES	. Green . Dark Green . Blue . Light Blue . Hazel . Gray	. Verde claro . Verde oscuro . Miel oscuro . Gris . Azul	. Verde claro . Verde oscuro . Miel oscuro . Gris . Azul

CUIDADO DE LAS LENTES

SOLUCIONES PARA LENTES DE CONTACTO BLANDAS



BIOTRUE®

Solución multipropósito de última generación con hialuronato de sodio y bio-inspirada en la lágrima humana. Ofrece 20 horas de humectación y un doble sistema de desinfección.

PERFIL DE USUARIO

Usuarios que buscan una solución desinfectante de alta calidad. Usuarios con estilos de vida exigentes con largos periodos de uso de lentes de contacto blandas.

Presentación: 60, 120 y 300 ml.

Estuche para lentes de contacto sólo en la presentación de 300 ml.



RENU® FRESH™

Solución multipropósito reconocida a nivel mundial. Avalada por 30 años de calidad.

PERFIL DE USUARIO

Usuarios de lentes de contacto blandas.

Presentación: 60, 120, 355 y 500 ml.

Estuche para lentes de contacto sólo en la presentación de 355 ml.



NATURA EXPRESS®

Solución multipropósito con trayectoria en el mercado nacional. Lentes frescas y nuevas todos los días.

PERFIL DE USUARIO

Usuarios de lentes de contacto blandas

Presentación: 120, 355 y 500 ml.

Estuche para lentes de contacto sólo en la presentación de 355 ml.



NATURA PLUS®

Solución multipropósito con trayectoria en el mercado nacional. Limpieza diaria de calidad.

PERFIL DE USUARIO

Usuarios de lentes de contacto blandas

Presentación: 120 y 355 ml.

Estuche para lentes de contacto sólo en la presentación de 355 ml.

CUIDADO DE LAS LENTES

SOLUCIONES PARA LENTES DE CONTACTO RGP Y PMMA



BOSTON SIMPLUS®

Limpieza eficaz en una sola solución multipropósito. Limpia, conserva, desinfecta, humecta y enjuaga. Calidad reconocida internacionalmente.

PERFIL DE USUARIO

Usuarios de lentes de contacto rígidas gas permeables que buscan practicidad.

Presentación: 120 ml.



BOSTON ADVANCE™ SOLUCIÓN LIMPIADORA

Limpia lentes de contacto rígidas gas permeables luego de cada remoción y antes de acondicionar. Calidad reconocida internacionalmente.

PERFIL DE USUARIO

Usuarios de lentes de contacto rígidas gas permeables.

Presentación: 30 ml.



BOSTON ADVANCE™ SOLUCIÓN ACONDICIONADORA

Desinfecta y remoja lentes de contacto rígidas gas permeables luego de su limpieza. Calidad reconocida internacionalmente.

PERFIL DE USUARIO

Usuarios de lentes de contacto rígidas gas permeables.

Presentación: 120 ml.

CUIDADO DE LAS LENTES

GOTAS LUBRICANTES Y HUMECTANTES



RENU PLUS®

Gotas lubricantes y rehumectantes indicadas para mejorar el confort durante el uso de lentes blandas y prevenir la formación de depósitos.

PERFIL DE USUARIO

Usuarios de lentes blandas que presenten síntomas de sequedad ocasional u ojos irritados durante el uso de las mismas.

Presentación: 8 ml.



ARTELAC® REBALANCE

Lágrima artificial para proteger y humedecer el tejido ocular. Aporta calcio, magnesio y potasio.

PERFIL DE USUARIO

Usuarios que, usen o no lentes de contacto, sienten los ojos cansados debido a las condiciones atmosféricas, el trabajo intenso en dispositivos electrónicos o la exposición al aire acondicionado y calefacción. Usuarios que sienten los ojos fatigados debido al uso prolongado de lentes de contacto.

Presentación: 10 ml.



PRODUCTOS BAUSCH+LOMB

- ULTRA®:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM-1087-78.
- PUREVISION® 2:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM-1087-54.
- SOFLENS® 59:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM-1087-38.
- BIOTRUE® ONE DAY:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM-1087-69.
- OPTIMA™ 38:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM-1087-16.
- ULTRA® PARA ASTIGMATISMO:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM-1087-78.
- SOFLENS® TORIC:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM-1087-21.
- ULTRA® PARA PRESBICIA:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM-1087-78.
- SOFLENS® MULTI-FOCAL:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM-1087-48.
- LUNARE (Uso mensual) Plana:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM-1087-93.
- LUNARE (Uso mensual) Graduada:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM-1087-94.
- SOFLENS STAR COLORS II™:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM-1087-18.
- OPTIMA NATURAL LOOK™:** Venta bajo receta. Autorizado por ANMAT PM-1087-17.
- BIOTRUE®:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM-1087-59.
- RENU® FRESH™:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM-1087-22.
- NATURA EXPRESS®:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM-1087-22.
- NATURA PLUS®:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM-1087-22.
- BOSTON SIMPLUS®:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM-1087-34.
- BOSTON ADVANCE™ SOLUCIÓN LIMPIADORA:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM-1087-77.
- BOSTON ADVANCE™ SOLUCIÓN ACONDICIONADORA:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM-1087-66.
- RENU PLUS®:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM-1087-24.
- ARTELAC® REBALANCE:** Venta libre. Autorizado por ANMAT PM-1087-60.

**Productos importados y distribuidos
por Bausch+Lomb Argentina S.R.L.**



Av. Pueyrredón 1716 3ºA, C.A.B.A., Argentina.
Tel (011) 4718-4200

BAUSCH + LOMB
Ver mejor. Vivir mejor.